



Leaseir

לייזר עוצמתי
להסרת שיער

single
810nm

Dual
810nm

Quad
810nm

Leaseir

**עם Leaseir תשיגו תוצאות כבר מהטיפול הראשון!
Leaseir היא המערכת המהירה בעולם להסרת שיער:
טיפול גוף שלם בכחצי שעה!
Leaseir מאושר על ידי משרדי הבריאות האירופאיים,
ה FDA האמריקאי והאמ"ר הישראלי.**

הלייזר פועל בעוצמה גבוהה ומאפשר לעבוד בפולסים קצרים
ובאנרגיה גבוהה לשיער פלומתי ודליל במיוחד.

ידית הטיפול מקוררת לטמפרטורה של 0-3 מעלות בשטח המגע עם
העור ומאלחשת את העור בצורה יעילה תוך צמצום משמעותי של
תחושת הכאב.


יתרונות המכשיר הופכים את הלייזר
הזה למועדף על מרכזי הסרת שיער
בכל העולם.


בטכנולוגיה הייחודית של הלייזר
נפלטת אלומת אור באורך גל של
. 810nm


אורך גל זה נמצא כיעיל ביותר
לפגיעה בפיגמנט המלנין שבשערה.
החימום שיוצרת הפגיעה במלנין הורס
את שורש השערה.





ב - Leaseir אנו עושים זאת טוב יותר


- 


טכנולוגיית SP (Smooth Pulse) לטיפול ללא כאבים
- 


הלייזר המהיר בעולם
- 


ידיית טיפול גדולה המכסה שטחים גדולים
- 


עומק חדירה גדול, הקרן מגיעה עד הזקיקים העמוקים ביותר בעור!
- 

לייזר בטכנולוגיית דיודה, היחיד בעולם שמתאים גם לשיער בהיר
- 

מתאים לכלל גווני העור
- 

מתאים לכל עונות השנה וגם לעור שזוף
- 

מערכת קירור מובנת, הספוט עשוי מקריסטל ספיר, אשר מקורר באופן קבוע ל-3-0 מעלות.
- 

מתאים לטיפול גם בילדים ונוער
- 


הלייזר היחיד שמהירות עבודתו אינה פוחתת עם העלאת עוצמת הטיפול

התיאוריה שמאחורי טיפולי הסרת שיער בלייזר

הפגיעה של קרני הלייזר בפיגמנט המלינין שבשערה והחום שמועבר לשורש שלה גורמים להרס המבנה החלבוני של השורש ולהקרשה של כלי הדם אשר מזינים את השערה.

לכן, צבע השיער הניתן לטיפול הוא: שחור, חום ושטני וזאת במידה והוא כהה יותר מרקמת העור. שיער שאינו ניתן להסרה באמצעות מכשור שמבוסס על לייזר הוא: ג'ינג'י, בלונדיני ושיער שיבה.

לכל שערה בגוף מחזור צמיחה בעל 3 שלבים:



אורך כל שלב צמיחה תלוי באזור האנטומי של הגוף, במצב ההורמונלי ועוד. בכדי להרוס את שורש השערה, חייב להיות מגע מלא בין השערה לבין זקין השערה (השורש).

מצב זה מתרחש רק כאשר השערה נמצאת בשלב anagen (שלב צמיחה) במצב אידיאלי כמות השיער שנמצא בשלב anagen הוא 15% מכלל השיער באזור. נתון זה אינדיווידואלי ומשתנה. לכן, ישנו צורך במספר מפגשים בשביל "לתפוס" את כל השיער בשלב anagen.


הטיפולים נעשים במרווחים של חודש עד 3 חודשים בהתאם לאזור ולשלב הטיפול. מטרת ההמתנה היא לטווח את אותן שערות שבטיפול הקודם היו בשלבי המנוחה וההתנתקות וכעת הן בשלב צמיחה.

כשבועיים לאחר הטיפול מתחיל תהליך הנשירה של כל השערות שעברו טיפול כולל אלו שלא נמצאות בשלב anagen. הן נשרפות ונושרות כגוף זר. אזור הטיפול נשאר חלק לתקופה שבין חודש עד 3 חודשים.

השיער שהיה בטיפול בשלב המנוחה או ההתנתקות, מקבל חלק מהאנרגיה חום, אשר לא גורמת להריסתו, אך גורמת לשינויים בו: צבעו הופך בהיר יותר, עוביו דק יותר וקצב צמיחתו איטי יותר.

מטיפול לטיפול אנו נראה הופעתן של קרחות ושינוי השיער לפלומתי יותר. Leaseir מאפשרת טיפול גם טכנולוגיית SP (SmoothPulse) בה עובד הלייזר מאפשר מעבר מהיר מאוד וחוזר על איזור הטיפול באנרגיה נמוכה. טיפול בשיטה זו אינו כואב LEASEIRi הוא בין הלייזרים הבודדים בעולם שעובד בטכנולוגיה זו.





האם הטיפול כואב?

הטיפול אינו כואב בזכות מערכת הקירור היעילה של הלייזר. במהלך הטיפול המטופל מרגיש עקצוצים ותחושת חום. אדמומיות מתפשטת באזור הטיפול (עקב היבלעות חלק מהאלומה גם במלנין של רקמת העור).

כמה טיפולים נדרשים בכדי לקבל תוצאה מיטבית?

בין 5-10 טיפולים נדרשים בדרך כלל לקבלת תוצאה מיטבית. (התוצאות ומספר המפגשים משתנה בין מטופל למטופל).

מי ראוי לבצע טיפולי הסרת שיער באמצעות Leaseir?

בזכות ממשק משתמש יעיל ופשוט ובטיחות גבוהה למטפל ולמטופל מערכת הLeaseir מתאימה לשימוש ע"י כל טכנאי שהוסמך לשימוש על ידי היבואנית.

הנחיות בסיסיות לעוברים את הטיפול

(דף הנחיות מפורט יותר ינתן על ידי הצוות המטופל)

אזור הטיפול חייב להיות נקי ומגולח. מומלץ לבצע את הגילוח כ 24 שעות לפני הטיפול. את הגילוח יש לבצע על עור רטוב עם קצף או סבון.

במידה ואזור הטיפול עבר טיפול של מריטת שיער (שעווה, חוט, פינצטה), יש להמתין כ 6- שבועות עד לטיפול הלייזר בכדי לא לפגום ביעילותו.

ביום הטיפול אין למרוח חומרים על האזור המיועד לטיפול (קרם גוף, בשמים, וכו').

כדאי להימנע מחשיפה ממושכת לשמש (שיזוף) במהלך השבוע שלפני הטיפול ובימים שאחרי הטיפול בכדי להפחית הסיכוי לכוויות באיזור.



יבואן רשמי:



הרוקמים 26, בנין B, קומה 4, חולון
טל. 03-6030078 פקס 15336030078
www.promedics.co.il
info@promedics.co.il



SPAIN
info-technologies@leaseir.com